

**Procedura pobierania wymazu głębokiego z gardła w kierunku Covid-19
(SARS-CoV-2) oraz poprawne spakowanie i przygotowanie do transportu.**

Definicja:

Zabieg aseptyczny polegający na lekkim powierzchniowym pocieraniu lub nasiąkaniu eżą bakteriologiczną lub jałowym kwaczem powierzchni, z których pozyskujemy materiał do badania.

Cel:

Diagnostyczny

- badanie wirusologiczne
- bakteriologiczne
- cytologiczne
- parazytologiczne

Wskazania do wykonania:

Potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia wirusologicznego -Covid -19

Przebieg wykonania:

- Pacjent powinien być co najmniej 2 godz: po posiłku, używkach(kawa, papierosy),
- Wymaz głęboki z gardła pobrać sterylną wymazówką.
- Wymazówkę włożyć do dołączonej sterylnej probówki z NACL.
- Wymazówkę obciąć, tak aby zmieściła się w probówce z NACL.
- Zakorkować probówkę z wymazówką w środku.
- Podpisać czytelnie **przed pobraniem:**

Imię, Nazwisko, Pesel.

- Probówkę włożyć do worka strunowego, zamknąć strunę, włożyć do drugiego worka strunowego, zamknąć strunę. Włożyć do statywu. Całość zdezynfekować.

Uwaga! Próbką musi być dostarczona w pozycji pionowej(stojącej) korkiem u góry, nie może leżeć.

- Całość umieścić w opakowaniu zewnętrznym(transportowym, termoizolacyjnym) z wkładem chłodzącym.
- Nie wolno wystać w pojemniku na odpady medyczne.

Pojemnik zdezynfekować z zewnątrz. Temperatura transportu 2-8stopni C, czas dostarczenia do 4 h.

- Zlecenie wypisać na formularzu nr.PO-O2/FO6 wg załączonego wzoru, podając dodatkowo godzinę pobrania materiału oraz sposób szybkiego nawiązania kontaktu z nadawcą w przypadku uszkodzenia

próbek lub innych zdarzeń losowych.

-Skierowanie dostarczyć w oddzielnej, zamkniętej kopercie, przytwierdzonej do opakowania zewnętrznego, tak aby był do niej dostęp bez konieczności otwierania opakowania zewnętrznego, co jest ważne w przypadku opakowań termoizolacyjnych i chroni dokumentację przed zawilgoceniem lub zalaniem.

2.0 MAR. 2020

DYREKTOR SZPITALA

dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz